

仕 様 書

- 1 物 品 名 (A) サージカルマスク (B) 使い捨てニトリル手袋
(C) アイソレーションガウン (D) フェイスシールド
(E) 非接触式体温計 (F) アクリルパーテーション
- 2 履行期限 令和3年12月24日まで
- 3 納品場所 南奈良総合医療センター内 院内保育所
- 4 積算方法 搬入費用もあわせて見積もること。
- 5 支払方法 契約金額に消費税及び地方消費税を加えて、納品確認後支払うものとする。
- 6 購入物品及び数量

(A) サージカルマスク

- ①サイズ：95 mm×175 mm程度
- ②色：白
- ③素材は、それぞれ以下のいずれかを使用していること。
本体：ポリプロピレン、ポリエステル
耳ひも：ポリエステル、ポリウレタン
- ④ノーズピースがあること。
- ⑤プリーツタイプであること。
- ⑥ASTM-F2100-11 バリアレベル1に適合していること。
- ⑦1箱50枚入であること
- ⑧製造過程の衛生管理が徹底されており、仕上げが優良で、異物等の混入、傷や汚れがない製品であること。また、製品情報を添付または記載すること。
- ⑨購入数量：220箱

(B) 使い捨てニトリル手袋

- ①メーカー 宇都宮製作株式会社
- ②販売名 ニトリルフィット ME-PE
- ③品番 NBRO353PF-WB
- ④サイズ：S、M、Lサイズ
- ⑤単位：1箱（200枚入）
- ⑥製造過程の衛生管理が徹底されており、仕上げが優良で、異物等の混入、傷や汚れがない製品であること。また、製品情報を添付または記載すること。

⑦購入数量：Sサイズ20箱、Mサイズ20箱、Lサイズ15箱

(C) アイソレーションガウン

①メーカー オオサキメディカル

②販売名 アイソレーションガウンSMS

③品番 51031

④単位：1箱（12枚入）

⑥製造過程の衛生管理が徹底されており、仕上げが優良で、異物等の混入、傷や汚れがない製品であること。また、製品情報を添付または記載すること。

⑦購入数量：5箱

(D) フェイスシールド

①メーカー 山本光学株式会社

②販売名 超軽量フェイスシールドグラス 反射防止タイプS

③品番 YF-850S

④上記本体に加え、専用スペアレンズを併せて納品すること

⑤単位：1セット（フレーム1個、レンズ2枚）

⑥製造過程の衛生管理が徹底されており、仕上げが優良で、異物等の混入、傷や汚れがない製品であること。また、製品情報を添付または記載すること。

⑦購入数量：本体7セット及びスペアレンズ（4枚入り）5セット

(E) 非接触式体温計

①メーカー 株式会社タニタ

②販売名 タニタ非接触体温計

③型番 BT-54X

④色 ブルーまたはアイボリー


⑤専用電池を含み、納品時にはすぐに使用可能であること。

⑥購入数量：5個

(F) アクリルパーテーション

①規格

甲：高さ 380mm 幅 500mm 板厚 3mm 以上




乙：高さ 380mm 幅 550mm 板厚 3mm以上




②無色透明であること。

③下記の図のとおり組み合わせ可能で、机状で自立・安定すること。また、自立させるために必要なスタンド等を附属させること。なお、スタンド等は取り外し可能なものとする。

※真上から見た図



※真横から見た図



④怪我防止のため、角については事務局の指示通り面取りを行うこと。

⑤購入数量 甲：5枚 乙：10枚

7 その他

- (1) 納品は午前中を避け、極力来院者の少ない時間帯に行うこと。また、来院者の安全確保には十分な配慮を行うこと。
- (2) 納品する製品はすべて新品であること。
- (3) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。

8 問合せ先

南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 総務企画課

担当：内田（うちだ）・安満（あま） 電話0747(54)5000